

AUTOCLAVE A VAPORE PRATIKA B16-B20 ECO



- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Possibilità di due cicli "speciali"
- Asciugatura tramite pompa del vuoto
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Display
- Asciugatura supplementare a fine ciclo
- Carico manuale dell'acqua dalla parte superiore
- Vacuum test, Bowie & Dick test, Helix Test
- Ciclo prione, Ciclo notte, Ciclo rapido
- Ciclo lavaggio camera di sterilizzazione
- Ciclo fiala. Incubatore per spore
- Pre-vuoto frazionato
- Partenza ritardata
- Predisposizione alla stampante
- Possibilità di connessione al PC
- SD Card



PREZZO DI LISTINO PRATIKA 16 Lt.
PREZZO DI LISTINO PRATIKA 20 Lt.

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI L x P x H (mm)	DIMENSIONI CAMERA (mm)	Nr. TRAY e DIMENSIONI L x P x H (mm)	VOLUME CAMERA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA
M9010/34/6/1 - 16 LT	440 x 540x 390	Ø240 L = 340 INOX	4 183x285x15	16 Lt	230Vac ~ 50Hz	1500 W
M9010/34/7/2 - 20 LT	440 x 540 x390	Ø240 L = 440 INOX	4 183x380x15	20 Lt	230Vac ~ 50Hz	1500 W

AUTOCLAVE A VAPORE MATIKA NEW



- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Regolazione dei tempi di sterilizzazione
- Programmatore automatico rotativo
- Asciugatura 3 minuti
- Spegnimento automatico della resistenza a fine ciclo
- Timer 50 minuti a scelta
- Pannello comandi con manometro
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Vuoto termodinamico
- Carico manuale dell'acqua dalla parte superiore



PREZZO DI LISTINO MATIKA NEW

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI L x P x H (mm)	DIMENSIONI CAMERA (mm)	Nr. TRAY e DIMENSIONI L x P x H (mm)	VOLUME CAMERA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA
M9010/23/06/1	440 x 540x 390	Ø240 L = 340 INOX	4 183x285x15	16 Lt	230Vac ~ 50Hz	1500 W

AUTOCLAVE A VAPORE PRATIKA BABY B



- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Possibilità di due cicli "speciali"
- Asciugatura tramite pompa del vuoto
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Display
- Asciugatura supplementare a fine ciclo
- Vacuum test, Bowie & Dick test, Helix Test
- Ciclo prione, Ciclo notte, Ciclo rapido
- Ciclo lavaggio camera di sterilizzazione
- Ciclo fiala. Incubatore per spore
- Pre-vuoto frazionato
- Partenza ritardata
- Carico dell'acqua manuale dalla parte superiore
- Predisposizione alla stampante
- Possibilità di connessione al PC
- SD Card



PREZZO DI LISTINO PRATIKA BABY B

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI L x P x H (mm)	DIMENSIONI CAMERA (mm)	Nr. TRAY e DIMENSIONI L x P x H (mm)	VOLUME CAMERA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA
M9010/34/8/1	410 x 600x 330	Ø165 L = 290INOX	2 140x240x16	7 Lt	230Vac ~ 50Hz	1200 W

AUTOCLAVE A VAPORE BABY AUTOMATIC



- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Asciugatura automatica
- Spegnimento automatico
- Timer 30 minuti a scelta
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Vuoto termodinamico
- Serbatoio dell'acqua pulita interno
- Carico dell'acqua in camera automatico



PREZZO DI LISTINO BABY AUTOMATIC

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI L x P x H (mm)	DIMENSIONI CAMERA (mm)	Nr. TRAY e DIMENSIONI L x P x H (mm)	VOLUME CAMERA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA
M9010/57	370 x 390x 300	Ø170 L = 270 INOX	2 140x240x16	7 Lt	230Vac ~ 50Hz	1000 W

AUTOCLAVE A VAPORE BABY




- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Asciugatura automatica
- Spegnimento automatico
- Timer 30 minuti a scelta
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Vuoto termodinamico
- Carico manuale dell'acqua in camera dell'apparecchio tramite misurino da 250cc.

PREZZO DI LISTINO BABY

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI L x P x H (mm)	DIMENSIONI CAMERA (mm)	Nr. TRAY e DIMENSIONI L x P x H (mm)	VOLUME CAMERA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA
M9010/56	370 x 390x 300	Ø170 L = 270 INOX	2 140x240x16	7 Lt	230Vac ~ 50Hz	1000 W

AUTOCLAVE A VAPORE

BABY S



- Due temperature di sterilizzazione: 121°C o 134°C
- Possibilità di due cicli "speciali"
- Dispositivo meccanico a due movimenti per la sicurezza della porta
- Display
- Asciugatura supplementare a fine ciclo
- Bowie & Dick test, Helix Test
- Ciclo prione, Ciclo notte, Ciclo rapido
- Ciclo lavaggio camera di sterilizzazione
- Ciclo fiala. Incubatore per spore
- Partenza ritardata
- Carico dell'acqua manuale dalla parte superiore
- Predisposizione alla stampante
- Possibilità di connessione al PC

PREZZO DI LISTINO BABY S

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI L x P x H (mm)	DIMENSIONI CAMERA (mm)	Nr. TRAY e DIMENSIONI L x P x H (mm)	VOLUME CAMERA	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA
M9010/58	370 x 390 x 300	Ø170 L = 270 INOX	2 140x240x16	7 Lt	230Vac ~ 50Hz	1000 W