

Risultati - Applicazioni

La terapia con infrarosso è stata utilizzata con successo da chiropratici, massaggiatori, fisioterapisti e professionisti della salute e del benessere per aiutare a trattare il rimodellamento del corpo (perdita di grasso), il ringiovanimento della pelle, la gestione del dolore articolare e la riduzione dell'infiammazione.

- Grazie alle due frequenze (700NM/940NM) è possibile agire sui problemi di adiposità localizzata e riduzione della cellulite.
- Ottimi sono i risultati nel dimagrimento generalizzato e localizzato con riduzione di centimetri reali.
- Migliaia di studi su questo spettro di luce hanno dimostrato che l'infrarosso penetra nella pelle ed attiva la produzione di collagene ed elastina, stimolando anche i mitocondri nelle cellule per produrre una maggiore energia cellulare (ATP). Questo è un processo completamente naturale che può creare notevoli cambiamenti ed aiutare il corpo a migliorare, spingendo il sistema linfatico ad una disintossicazione più completa.

Ringiovanimento della pelle

La terapia degli infrarossi incoraggia il ringiovanimento della pelle.

Gli studi indicano che aumentando la produzione di fibroblasti nella pelle, generando collagene ed elastina, produce un rassodamento che ne migliora notevolmente l'aspetto.

La terapia della luce rossa aiuta anche ad aumentare la circolazione del sangue e dei tessuti tra le cellule e stimola una risposta di guarigione nella pelle. Gli studi dimostrano un miglioramento della guarigione delle ferite e condizioni come rosacea, acne e cicatrici.

Con il trattamento a luce rossa, le cellule diventano più forti e più sane

Risultati incredibili

La luce infrarossa del Lipolaser fornisce luce a 700nm e 940nm tramite led microchip a montaggio superficiale ad alta potenza, made in German, che sono incorporati in un morbido e Flex-blepad facilmente applicabile in qualsiasi area del corpo

A differenza di altre apparecchiature (Ultrasuoni, Radiofrequenza, Velashape, ecc.) l'infrarosso non causa danni cellulari e promuove una risposta naturale all'interno delle cellule.



laser pad piccolo 72x19cm



laser pad medio 92x27cm



laser pad grande 134x33cm

